

برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی

TORCH IgG

دوره ۹۷-۲ سال ۱۳۹۷

دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه :

نمونه ارسالی : نمونه کنترل آماده مصرف برای HSV IgG ، CMV IgG ، Rubella IgG ، Toxoplasma IgG

شماره نمونه : ۳۴۳۰ مهلت پاسخ ۹۷/۸/۱۹

لطفا نتایج را در مهلت مقرر از طریق پست سفارشی به صندوق پستی ۶۷۷۹-۱۵۸۷۵ و یا به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیراز شمالی بن بست کاج پلاک ۴ طبقه سوم، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۵۵۱۵ تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های پزشکی پیشگام ایرانیان ارسال فرمائید و از ارسال از طریق نمابر بدلیل ناخوانا بودن نتایج خودداری نمایید.

توجه : علیرغم بررسی اولیه نمونه‌ها از نظر **HIV Ab , HCV Ab , HBs Ag** ، لازم است مشابه نمونه‌های انسانی بعنوان منبع بالقوه عفونت تلقی شده و هنگام استفاده کلیه الزامات ایمنی رعایت گردد.

روش آماده سازی : نمونه‌ها را به حرارت اتاق رسانیده و پس از یکنواخت نمودن، مورد آزمایش قرار دهید.

لطفا نتیجه حاصله به همراه واحد سنجش در ستون دوم و محدوده مورد انتظار آزمایش (Cut Off) در ستون چهارم درج گردد.

مثال: آزمایشگاه برای آزمایش HSV IgG نمونه ارسالی با روش الیزا جذب ۰/۹ و Cut Off معادل ۰/۳ را بدست آورده است. بر اساس دستورالعمل همراه کیت، نتیجه نهایی آزمایش از تقسیم میزان جذب نمونه به Cut Off و معادل ۳ بدست می‌آید که این مقدار در ستون دوم درج می‌گردد. در دستورالعمل کیت استفاده شده مقادیر کمتر ۰/۹ منفی، مقادیر بین ۰/۹ تا ۱/۱ مشکوک و نتایج بیش از ۱/۱ مثبت در نظر گرفته شده که این مقادیر در ستون چهارم درج می‌گردد. با توجه به موارد ذکر شده، جواب نهایی یعنی ۳ بیش از ۱/۱ بوده و در ستون سوم عبارت مثبت، ثبت می‌شود. لازم به ذکر است که برای پردازش صحیح نتایج، ثبت کلیه اطلاعات درخواست شده، ضروری می‌باشد. به همین دلیل درج ناکامل اطلاعات منجر به عدم پردازش نتایج آزمایشگاه خواهد گردید.

روش آزمایش	سازنده کیت	محدوده مورد استفاده برای تفسیر نتایج (Cut off)	نتیجه نهایی (مثبت، مشکوک یا منفی)	نتیجه با درج واحد	
()ELISA ()CL ()ECL ()ELFA ()Other		Negative: Borderline: Positive:			Toxoplasma IgG
()ELISA ()CL ()ECL ()ELFA ()Other		Negative: Borderline: Positive:			Rubella IgG
()ELISA ()CL ()ECL ()ELFA ()Other		Negative: Borderline: Positive:			CMV IgG
()ELISA ()CL ()ECL ()ELFA ()Other		Negative: Borderline: Positive:			HSV IgG

نوع و نام دستگاه مورد استفاده در بررسی نمونه ها :

Elisa reader: DS2

Chemiluminescence (CL): Lumax Berthold Liason

Electrochemiluminescence (ECL): Elecsys 2010/ Cobas Vitros

Fluorescence: Vidas i-Chroma

تاریخ انجام آزمایش :

تلفن آزمایشگاه :

تلفن همراه :

نام و امضاء مسئول آزمایشگاه :